



## HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

CODIGO

VIGENCIA

VERSION

01/22/2020

2.8

EQUIPO CONTRA ANGULO

SERIE O197

MARCA NSK

MODELO E7X03623

ACCESORIO NO

GARANTIA NO

F.INSTALACION

REGISTRO INVIMA DM-0004814



### TIPO DE ADQUISICION

COMPRA ☒

COMODATO ☐

DOMACION ☐

OTROS ☐

CUAL

### TIPO DE ADQUISICION

PREVENTIVO ☒

CORRECTIVO ☒

PREDICTIVO ☒

### ALIMENTACIÓN

AGUA ☒

AIRE ☒

ELECTRICIDAD ☒

OTROS ☐

CUAL

### ALIMENTACIÓN

MEDICO ☐

BASICO ☐

APOYO ☒

### MANTENIMIENTO

PROPIO ☒

CONTRATADO ☐

### UBICACIÓN

FIJA ☐

MOVIL ☒

### CLASIFICACION BIOMEDICA

DIAGNOSTICO ☐

TRATAMIENTO ☒

MANT. DE VIDA ☐

PREVENCION ☒

REHABILITACION ☒

### TECNOLOGIA PREDOMINANTE

MECANICO ☐

ELECTRICO ☒

ELECTRONICO ☐

HIDRAULICO ☐

NEUMATICO ☐

### RIESGO

MUY ALTO RIESGO III ☐

ALTO RIESGO II b ☒

MODERADO RIESGO II a ☐

BAJO RIESGO I ☐

### CARACTERISTICAS TECNICAS

VOLTAJE

AMPAJE

POTENCIA

FRECUENCIA

BATERIA

PRESION

VEL (RPM)

TEMP ESTE

PESO (g)

VIDA UTIL

### FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

3 MESES ☐

4 MESES ☒

6 MESES ☐

12 MESES ☐

### DESCRIPCIÓN, REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

EContra angulo tipo NSK, modelo llave.

ergonómica, press-

button (PB), rodamientos cerámicos de alta duración. Ideal para cualquier procedimiento dental.

Lubricación diaria, realizar limpieza y lubricación interna periódicamente para evitar fallos, realizar cambio de rodamientos y sistema de piñones si es necesario. se puede esterilizar bajo 135° en bolsas individuales , no sumergir en liquido.

BIOMEDICO Jorge Catro Hernandez

I.D 1043004456 de sabanalarga

Recibe

I.D